

Flamigel® Repair + Protect Hand Gel

Qu'est-ce que Flamigel® Repair + Protect Hand Gel ?

Flamigel® Repair + Protect Hand Gel est un gel barrière doux, sans parfum et à absorption rapide, à appliquer sur les mains irritées, abîmées, crevassées ou gercées

Dans quel cas Flamigel® Repair + Protect Hand Gel est-il utilisé ?

Flamigel® Repair + Protect Hand Gel procure une barrière mécanique humide pour les mains irritées, abîmées, crevassées ou gercées. Flamigel® Repair + Protect Hand Gel aide à nourrir et à réparer les mains abîmées.

Comment utiliser Flamigel® Repair + Protect Hand Gel ?

Avant la première utilisation, dévissez le capuchon du tube, retirez l'opercule et refermez. Appliquez délicatement Flamigel® Repair + Protect Hand Gel sur vos mains aussi souvent que nécessaire.

Comment Flamigel® Repair + Protect Hand Gel agit-il ?

Flamigel® Repair + Protect Hand Gel répare, protège et nourrit la barrière cutanée des mains abîmées et irritées. Ce gel rafraîchissant apaise les mains gercées et crevassées. Le gel dépose une barrière protectrice invisible sur la peau. Flamigel® Repair + Protect Hand Gel offre une texture non grasse et non collante. Flamigel® Repair + Protect Hand Gel contient de l'arginine, un composant de la peau.

Précautions particulières lors de l'utilisation de Flamigel® Repair + Protect Hand Gel

- Flamigel® Repair + Protect Hand Gel convient uniquement pour un usage externe, ne pas ingérer.
- N'utilisez pas Flamigel® Repair + Protect Hand Gel en cas d'allergie connue à l'un des ingrédients. N'utilisez pas Flamigel® Repair + Protect Hand Gel sur les paupières ou les yeux. Si Flamigel® Repair + Protect Hand Gel entre en contact avec l'œil, rincez-le à l'eau courante et consultez un médecin ou un infirmier.

Déclaration des effets secondaires

Flamigel® Repair + Protect Hand Gel est un dispositif médical : En cas d'incident grave lié à ce dispositif ou d'aggravation de vos symptômes, veuillez contacter votre médecin ou pharmacien. Cet incident doit être signalé à Flen Health et aux autorités compétentes de votre pays (le distributeur, voir ci-dessous, peut vous renseigner à ce sujet). En signalant un incident, vous pouvez aider à fournir de plus amples informations sur la sécurité et l'efficacité de ce dispositif médical.

Conditions de stockage

- Conservez le produit à température ambiante (< 25 °C) dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine.
- S'il est stocké correctement et refermé après chaque utilisation, Flamigel® Repair + Protect Hand Gel peut être utilisé jusqu'à la date de péremption (USE BY : année/mois), qui correspond au dernier jour du mois et de l'année indiqués. N'utilisez pas Flamigel® Repair + Protect Hand Gel après la date de péremption.

Composition

Hydrocolloïde, Arginine, Eau purifiée, Macrogol, Acide gras à chaîne ramifiée (BCFA), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), EDTA-DiSodium.

Flamigel® Repair + Protect handgel

Wat is Flamigel® Repair + Protect handgel?

Flamigel® Repair + Protect handgel is een zachte, geurloze en snel absorberende barrière voor gebruik op geïrriteerde, beschadigde, gekloofde of gebarsten handen.

Waarvoor wordt Flamigel® Repair + Protect handgel gebruikt?

Flamigel® Repair + Protect handgel creëert een vochtige mechanische barrière voor geïrriteerde, beschadigde, gekloofde of gebarsten handen. Zo helpt Flamigel® Repair + Protect handgel beschadigde handen te voeden en herstellen.

Hoe moet u Flamigel® Repair + Protect handgel gebruiken?

Draai de dop van de tube, verwijder de verzegeling en en sluit de tube na gebruik. Breng Flamigel® Repair + Protect handgel voorzichtig en zo vaak als nodig aan op uw handen.

Hoe werkt Flamigel® Repair + Protect handgel?

Flamigel® Repair + Protect handgel herstelt, beschermt en voedt de huidbarrière van beschadigde en geïrriteerde handen. De koele geltextuur verzacht scheurtjes en kloofjes op de handen. De gel laat een onzichtbare beschermende barrière achter op de huid. Flamigel® Repair + Protect handgel is niet vet of kleverig. Flamigel® Repair + Protect handgel bevat arginine, een bouwsteen van de huid.

Speciale voorzorgen bij gebruik van Flamigel® Repair + Protect handgel

- Flamigel® Repair + Protect handgel is enkel voor uitwendig gebruik en mag niet worden ingenomen.
- Gebruik Flamigel® Repair + Protect handgel niet als u een bekende allergie hebt voor één van de bestanddelen. Gebruik Flamigel® Repair + Protect handgel niet op de oogleden of in de ogen. Als Flamigel® Repair + Protect handgel in contact komt met de ogen, moet u de ogen spoelen met stromend water en een dokter of verpleegkundige raadplegen.

Melding van bijwerkingen

Flamigel® Repair + Protect handgel is een medisch hulpmiddel: Als er ernstige incidenten met betrekking tot dit medische hulpmiddel optreden, of als uw toestand verslechtert, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Meld dergelijke incidenten altijd bij Flen Health en bij de bevoegde autoriteiten van uw land (de distributeur kan u vertellen wie dit is; zie hieronder). Als u een incident meldt, helpt u meer informatie te verzamelen over de veiligheid en werkzaamheid van dit medische hulpmiddel.

Bewaren

- Bewaar het product op kamertemperatuur (< 25 °C) op een droge plaats en in de oorspronkelijke verpakking.
- Als Flamigel® Repair + Protect handgel op de juiste manier wordt gebruikt en gesloten wordt na elk gebruik, kan het product gebruikt worden tot aan de vervaldatum (USE BY jaar/maand). Dit is de laatste dag van de aangegeven maand en het aangegeven jaar. Gebruik Flamigel® Repair + Protect handgel niet na de vervaldatum.

Bestanddelen

Hydrocolloïde, arginine, gezuiverd water, macrogol, vertakte vetzuren (Branch Chained Fatty Acid - BCFA), methyl-p-hydroxybenzoaat (E218), propyl-p-hydroxybenzoaat (E216), dinatrium EDTA.

Flamigel® Repair + Protect Handgel

Was ist Flamigel® Repair + Protect Handgel?

Flamigel® Repair + Protect Handgel ist ein geschmeidiges, parfümfrees und schnell einziehendes Barriere-Gel zur Anwendung auf gereizte, beschädigte, rissige oder spröde Hände.

Wofür wird Flamigel® Repair + Protect Handgel angewendet?

Flamigel® Repair + Protect Handgel bildet eine feuchte mechanische Barriere auf gereizten, beschädigten, rissigen oder spröden Händen. Flamigel® Repair + Protect Handgel pflegt zudem angegriffene Hände und unterstützt die Hautregeneration.

Wie ist Flamigel® Repair + Protect Handgel anzuwenden?

Schrauben Sie den Deckel der Tube ab und entfernen Sie das Sicherheitssiegel. Tragen Sie Flamigel® Repair + Protect Handgel so oft wie nötig auf Ihre Hände auf und verreiben es sanft. Verschließen Sie die Tube nach jedem Gebrauch wieder.

Wie wirkt Flamigel® Repair + Protect Handgel?

Flamigel® Repair + Protect Handgel regeneriert, schützt und pflegt die Hautbarriere von angegriffenen und gereizten Händen. Das kühlende Gel beruhigt zudem rissige oder aufgesprungene Stellen an den Händen. Das Gel hinterlässt eine unsichtbare Schutzbarriere auf der Haut. Flamigel® Repair + Protect Handgel fettet nicht und ist nicht klebrig. Flamigel® Repair + Protect Handgel enthält Arginin, einen Baustein der Haut.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von Flamigel® Repair + Protect Handgel

- Flamigel® Repair + Protect Handgel ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt, es darf nicht eingenommen werden.

- Flamigel® Repair + Protect Handgel darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch gegen einen der Bestandteile sind. Flamigel® Repair + Protect Handgel darf nicht auf den Augenlidern oder in den Augen angewendet werden. Wenn Flamigel® Repair + Protect Handgel mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie die Augen mit fließendem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt oder das medizinische Fachpersonal.

Meldung von Nebenwirkungen

Flamigel® Repair + Protect Handgel ist ein Medizinprodukt: Wenn schwerwiegende Vorkommnisse in Zusammenhang mit dem Produkt auftreten oder sich Ihr Gesundheitszustand verschlechtert, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dieses Vorkommnis muss an Flen Health und die zuständigen Behörden in Ihrem Land gemeldet werden (über die unten angegebene Vertriebsstelle erhalten Sie weitere Informationen dazu). Indem Sie das Vorkommnis melden, können Sie dazu beitragen, weitere Informationen zur Sicherheit und Wirksamkeit dieses Medizinprodukts bereitzustellen.

Hinweise zur Aufbewahrung

- Bei Raumtemperatur (< 25 °C), an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung lagern.
- Flamigel® Repair + Protect Handgel kann bei sachgemäßer Aufbewahrung und wenn die Tube nach jeder Anwendung wieder verschlossen wird, bis zum angegebenen Verfalldatum (USE BY Jahr/Monat) verwendet werden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats und Jahres. Verwenden Sie Flamigel® Repair + Protect Handgel nicht nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums.

Inhaltsstoffe

Hydrokolloid, Arginin, gereinigtes Wasser, Macrogol, verzweigt-kettige Fettsäure (BCFA), Methyl-p-hydroxybenzoat (E218), Propyl-p-hydroxybenzoat (E216), Dinatrium-EDTA.

Flamigel® Repair + Protect Hand Gel

What is Flamigel® Repair + Protect Hand Gel?

Flamigel® Repair + Protect Hand Gel is a smooth, fragrance-free and quick absorbing barrier gel for application on irritated, damaged, cracked or chapped hands.

What is Flamigel® Repair + Protect Hand Gel used for?

Flamigel® Repair + Protect Hand Gel provides a moist mechanical barrier for irritated, damaged, cracked or chapped hands. This means that Flamigel® Repair + Protect Hand Gel helps to nourish and repair damaged hands.

How to use Flamigel® Repair + Protect Hand Gel?

Unscrew the tube cap, remove the tamper seal and close the tube after use. Apply Flamigel® Repair + Protect Hand Gel gently to your hands as often as necessary.

How does Flamigel® Repair + Protect Hand Gel work?

Flamigel® Repair + Protect Hand Gel repairs, protects and nourishes the skin barrier of damaged and irritated hands. The cooling gel soothes cracks or chaps on the hands. The gel leaves an invisible protective barrier on the skin. Flamigel® Repair + Protect Hand Gel is non-greasy and non-sticky. Flamigel® Repair + Protect Hand Gel contains arginine, a building block of the skin.

Special precautions when using Flamigel® Repair + Protect Hand Gel

- Flamigel® Repair + Protect Hand Gel is suitable for external use only, do not ingest.
- Do not use Flamigel® Repair + Protect Hand Gel if there is a known allergic reaction to any of the ingredients. Do not use Flamigel® Repair + Protect Hand Gel on the eyelids or in the eyes. If Flamigel® Repair + Protect Hand Gel comes into contact with the eyes, rinse the eyes with running water and consult a doctor or nurse.

Reporting of side effects

Flamigel® Repair + Protect Hand Gel is a medical device: if any serious incident occurs in relation to the device, or your condition worsens, please contact your doctor or pharmacist. This incident should be reported to Flen Health and the competent authorities of your country (the distributor, see below, can give you details of who this is). By reporting an incident, you can help provide more information on the safety and the efficacy of this medical device.

Storage conditions

- Store at room temperature (< 25 °C), in a dry place and in the original packaging.
- When properly stored and closed after each usage, Flamigel® Repair + Protect Hand Gel can be used until the expiry date (USE BY year/ month), which is the last day of the indicated month and year. Do not use Flamigel® Repair + Protect Hand Gel after the expiry date.

Ingredients

Hydrocolloid, Arginine, Purified water, Macrogol, Branched Chain Fatty Acid (BCFA), Methyl-p-hydroxybenzoate (E218), Propyl-p-hydroxybenzoate (E216), Disodium EDTA.

How supplied

Tubes of 50g

Manufacturer

Flen Health NV/SA, Blauwesteenstraat 87, B-2550 Kontich, Belgium
www.flenhealth.com – info@flenhealth.com
MADE IN BELGIUM

Distributors

BE: Flen Health NV, Blauwesteenstraat 87,
2550 Kontich, Belgium

LU: Flen Health SA, House of BioHealth, 29, Rue Henri Koch,
4354 Esch-sur-Alzette, GD Luxembourg



Dispositif médical
Medisch hulpmiddel
Medizinprodukt
Medical device



Date of issue: 2021/02

0905-959-A

I182v2